



nourish

soins de santé



---

# Un choix qui berce le corps en tout confort



Fauteuil de patient à dossier haut avec support lombaire et appui-tête Schukra



Fauteuil bariatrique de patient à dossier haut

La gamme Nourish<sup>MC</sup> a été mise au point avec le concours de professionnels chevronnés du domaine des soins de santé. La gamme propose des sièges novateurs à la fine pointe de la technologie qui se distinguent par des caractéristiques particulières adaptées à la morphologie et au degré de mobilité du patient. Pour faciliter le transfert en toute sécurité, chaque accoudoir peut s'escamoter, permettant un déplacement horizontal d'une surface à une autre.

Le siège de gauche est illustré garni d'un textile Tread de Maharam en cauris; le bâti est fini platine. Le siège de droite présente une assise garnie d'un textile Silverweave FR de Mayer en baltique et un dossier garni d'un textile Rain Dance de Mayer en lac; le bâti est fini tungstène. Les manchons sont finis platine.

---

# Une démarche de soin mieux adaptée



Des roulettes « basculez-déplacez » et une poignée de poussée pratique à l'arrière du siège permettent aux soignants de le déplacer aisément, sans avoir à le soulever. (Nota : à ne pas utiliser pour les transferts.)

Bon nombre des modèles Nourish se distinguent aussi par des pieds à hauteur réglable qui permettent de rehausser le degré de confort du patient. Le design aux lignes franches et épurées facilite l'entretien et le contrôle des infections. Nourish, le choix idéal pour nourrir votre mieux-être.

Le siège présente une assise garnie d'un vinyle Allante en cannelle et un dossier garni d'un textile Drift de Momentum en grenadine; le bâti est fini tungstène et les manchons sont finis platine.

# En détail



La poignée de poussée pratique (non illustrée) offerte en option facilite le déplacement des sièges

L'appui-tête dissimulé Schukra à profondeur réglable est offert pour certains modèles

Le dossier profilé aide à atténuer les tensions

Le support lombaire Schukra à profondeur réglable, offert pour certains modèles, ajoute au confort

Les accoudoirs facilitant le transfert offrent un accès sans entrave pour les utilisateurs à mobilité réduite ayant besoin d'aide pour passer d'une surface à une autre

Doux au toucher et durables, les manchons en uréthane résistent à l'humidité

La hauteur de l'assise peut varier entre 17 po et 20 po ou entre 20 po et 23 po, selon le modèle

Le coussin d'assise profilé en mousse UltraCell haute densité est arrondi à l'avant et sans coutures pour diminuer les points de compression

Le pouf (vendu séparément) est incliné pour réduire la tension dans les jambes et accroître le confort

La traverse entre les pieds arrière sert à repositionner le siège uniquement, elle n'est pas conçue pour déplacer le patient (en option)

Des roulettes « basculez-déplacez » sur les pieds arrière facilitent le déplacement du siège

Les pieds à hauteur réglable permettent d'adapter le siège sur 3 po et de varier l'inclinaison de l'assise (cette option n'est pas offerte pour le siège bariatrique, le siège sur quatre roulettes ou le pouf)


Lorsqu'il n'est pas utilisé, le pouf se range sous les sièges (peu importe le modèle) pour prévenir les entraves

# Peaufiné jusque dans les moindres détails


## Caractéristiques et options



Les accoudoirs facilitant le transfert, rabattables en appuyant sur le bouton de déblocage, facilitent le déplacement horizontal d'une surface au fauteuil ou vice versa




Certains modèles sont dotés d'un support lombaire Schukra réglable dissimulé



Une poignée de poussée pratique offerte en option permet de déplacer le siège aisément



La traverse entre les pieds arrière d'un fini assorti permet de repositionner le siège aisément (non conçue pour déplacer le patient)



Certains modèles sont munis d'un appui-tête Schukra dissimulé réglable pour un ajustement précis et un confort personnalisé



Les pieds se règlent en hauteur sur 3 po à l'aide de la goupille de blocage à hauteur pré-réglée

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).

En couverture : Le siège est illustré garni d'un textile Tread de Maharam en cauris; le bâti et les manchons sont finis platine.



### États-Unis

Global Furniture Group  
17 West Stow Road P.O. Box 562  
Marlton New Jersey U.S.A. 08053  
Tél (856) 596-2390 (800) 220-1900

### Canada

Global Furniture Group  
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7  
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

### International

Global Furniture Group  
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario Canada M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Bureaux partout au Canada et aux États-Unis. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2026 <sup>MD, MC</sup>, Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 240326 26.0011