



GLOBALcare



goc tritek

Un siège à votre mesure



Dossier moyen
Petite assise

Dossier haut
Assise régulière

Dossier très haut
Assise généreuse

La gamme GC Triték^{MD} est expressément conçue pour les professionnels de la santé évoluant dans les milieux exigeants de soins actifs et de services aux aînés. La gamme répond aux besoins d'utilisateurs de toute taille, proposant un choix d'assises, de dossiers, d'accoudoirs et de mécanismes. Une assise sans coutures, une housse de dossier enfilable à coutures simple aiguille et d'autres caractéristiques favorisant la lutte contre les infections assurent durabilité et facilité d'entretien.

Bâissez-le à votre mesure



1 choisissez la hauteur du dossier

2 choisissez l'assise

3 choisissez le mécanisme

4 choisissez le piétement

Le siège est illustré garni d'un textile Gravity de CF Stinson en brasier.

En détail

Lutte contre les infections

La housse de dossier présente des coutures simple aiguille

La coquille de dossier est faite de polypropylène durable

L'assise est sans couture

Un pare-humidité est offert en option pour l'assise

La face inférieure de l'assise est entièrement scellée

Profilé du dossier
Le rétrécissement du coussin dans le haut du dossier permet le mouvement sans entrave des bras et du haut du corps

Réglage de la hauteur du dossier
Le dossier et le support lombaire se règlent en hauteur sur une course de 5,25 po au moyen du mécanisme dissimulé à rochet

Coussin dorsal en mousse viscoélastique
Un coussin dorsal inédit en mousse moulée et comportant une insertion en mousse viscoélastique est intégré au dossier; la chaleur du corps et la pression exercée par celui-ci activent les propriétés de la mousse viscoélastique pour un confort personnalisé

Support lombaire Schukra^{MC}
Un simple levier pivotant permet de régler la profondeur du support lombaire

Accoudoirs de série
Les accoudoirs G6 se déplacent en cinq directions et sont dotés de manchons en polyuréthane durable et doux au toucher – divers autres accoudoirs sont offerts en option

Réglage de la hauteur du siège
La course de réglage de la hauteur du siège varie selon le format de ce dernier. Un choix de cylindres pneumatiques Descente en douceur^{MC} permet à l'utilisateur d'opter pour la course de réglage qui correspond à la longueur de ses jambes

Réglage de la profondeur de l'assise
L'assise des sièges dotés du mécanisme de basculements multiples ou de basculement synchronisé coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant à l'utilisateur de régler l'assise en fonction de la longueur de ses cuisses

Réglage de la tension du basculement
Les mécanismes de basculements multiples et de basculement synchronisé permettent à l'utilisateur de régler la tension du ressort de basculement en fonction de son poids

Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série; une version pour planchers à revêtement dur est offerte en option



Caractéristiques de série



	Petite assise	Assise régulière	Assise généreuse
Distance entre les accoudoirs	15 po-20,5 po	18 po-23 po	19 po-24 po
Hauteur standard des accoudoirs	6 po-9 po	6,5 po-9,5 po	7 po-10 po
Plage de réglage de la profondeur de l'assise	15,5 po-18,5 po	17,4 po-19,8 po	18 po-20,8 po
Hauteur de l'assise	16,5 po-20,5 po	17,5 po-22,5 po	18,2 po-23 po

Les dimensions sont typiques et varient selon le modèle choisi.

La gamme GC Tritex allie une ergonomie poussée et un vaste choix de réglages pour un confort exceptionnel, même pendant les longs quarts de travail. La gamme convient à merveille de la salle d'examen au poste de soins infirmiers en passant par l'accueil, bref partout où un siège fonctionnel est de mise dans les milieux de soins de santé.

Vous trouverez un complément d'information sur le [site Web](#) de Global.

Modèles haut rendement

Dossier moyen
38 po H

Dossier haut
41 po H

Dossier très haut
46 po H

Tabouret posture à dossier moyen
49 po H












	Petite assise	Assise régulière	Assise généreuse
Distance entre les accoudoirs	15 po-20,5 po	18 po-23 po	19 po-24 po
Hauteur standard des accoudoirs	6 po-9 po	6,5 po-9,5 po	7 po-10 po
Plage de réglage de la profondeur de l'assise	15,5 po-18,5 po	17,4 po-19,8 po	18 po-20,8 po
Hauteur de l'assise	16,5 po-20,5 po	17,5 po-22,5 po	18,2 po-23 po

Les dimensions sont typiques et varient selon le modèle choisi.

Le GC Triték haut rendement est prêt à relever tous les défis. Conçue pour une utilisation jour et nuit, sept jours sur sept, la gamme fait ses preuves dans les hôpitaux et autres milieux exigeants. Mécanisme de basculement synchronisé haut rendement, mousse à double densité, cylindre pneumatique robuste et caractéristiques favorisant la lutte contre les infections se conjuguent pour assurer une durabilité à toute épreuve. La gamme propose trois formats pour l'assise et trois hauteurs pour le dossier. Un tabouret fonctionnel posture vient compléter la gamme pour répondre aux besoins du personnel soignant travaillant par équipe rotative.

Choisissez le siège adapté à vos besoins

	Dossier très haut	Dossier haut	Dossier moyen
Petite assise	 <p>7473-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>	 <p>7472-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>	 <p>7471-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>
Assise régulière	 <p>7473-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>	 <p>7472-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>	 <p>7471-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>
Assise généreuse	 <p>7473-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>	 <p>7472-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>	 <p>7471-0 Basculement synchro -6 Fonctionnel -3 Basculements multiples -7 Fonctionnel posture</p>

Tous les sièges illustrés présentent un mécanisme de basculement synchronisé.

Seuls le mécanisme de basculement synchronisé et le mécanisme fonctionnel sont offerts pour les modèles haut rendement.

La gamme GC Trittek propose des sièges adaptés à l'utilisateur, peu importe sa taille. Choisissez parmi de nombreuses options, y compris la hauteur du dossier, le format de l'assise et le mécanisme. Un dossier très haut permet aux personnes de grande taille d'incliner leur siège en tout confort. Des sièges et des accoudoirs dans un choix de hauteurs offrent aux utilisateurs plus petits ou plus grands le soutien dont ils ont besoin.

Vous trouverez un complément d'information sur le [site Web](#) de Global.

Caractéristiques et options

Mécanismes



Basculement synchro



Basculements multiples



Fonctionnel posture



Fonctionnel

Accoudoirs – réglages



Les manchons coulissent vers l'avant



Les manchons coulissent au-dessus de l'assise



Les manchons pivotent



Les manchons se règlent en hauteur



Les accoudoirs s'écartent de l'assise

Support lombaire



Support lombaire Schukra

Piètements



Noir de série



Aluminium poli en option



Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Gravity de CF Stinson en brasier.



États-Unis

Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-2390 (800) 220-1900
Télé (856) 596-5684

Canada

Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

International

Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Télé (416) 661-5671

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2019 MD, MC, Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 310719 19.0049