



soins de santé






Strand^{MC} offre une solution d'une plus-value incontestable alliant durabilité, performance et polyvalence.

Strand^{MC} est une gamme de sièges attrayants, polyvalents et abordables, parfaitement adaptés à une foule d'applications en milieu de soins de courte et de longue durée, y compris la chambre de patient, la salle de séjour, la salle d'attente et d'autres espaces publics. Le bâti tout en métal, un ample dégagement entre les coussins d'assise et de dossier, des coussins amovibles et remplaçables sur place et des accoudoirs à manchons en uréthane répondent aux besoins actuels en matière d'entretien et de contrôle des infections. Pour plus de protection dans certaines applications, des coutures thermocollées sont offertes en option.

Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d'un tissu Strada de Momentum en voyage (09108856). Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en sablé (SBM). Le stratifié des tables est fini chêne moisson (HVO).

En couverture : Les sièges présentent une assise garnie d'un vinyle Guardian de Mayer en daim (GU-007) et un dossier garni d'un vinyle Guardian de Mayer en régates (GU-014). Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en noir (BLK). Le stratifié des tables est fini vanille étoilée (CSV).

Robustes et fiables, les sièges Strand réguliers ont une capacité nominale active de 350 lb; elle est de 750 lb pour les modèles bariatriques. La gamme propose également des modèles à dossier flexible qui se distinguent par un mécanisme de contrôle de torsion qui confère un mouvement de bercement au dossier. Des modèles à dossier deux pièces offrent aux soignants un accès sans entraves, leur permettant d'aider les utilisateurs à se lever ou à s'asseoir.



Ci-dessus : Les sièges présentent une assise garnie d'un vinyle Guardian de Mayer en daim (GU-007) et un dossier garni d'un vinyle Guardian de Mayer en régates (GU-014). Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en sablé (SBM). Le stratifié de la table est fini chêne moisson (HVO).

En haut : Les sièges présentent une assise garnie d'un vinyle Guardian de Mayer en daim (GU-007) et un dossier garni d'un vinyle Guardian de Mayer en régates (GU-014). Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en noir (BLK). Le stratifié des tables est fini vanille étoilée (CSV).

Caractéristiques



Assise à 18 po de hauteur
Convient pour la plupart des applications



Assise à 24 po de hauteur
Convient en période postopératoire pour les patients ayant subi une chirurgie de la hanche



Fauteuil à dossier bas, bâti fini tungstène (TUN) et manchons en uréthane noir (BLK).



Fauteuil à dossier bas, bâti fini platine (PLT) et manchons en uréthane noir (BLK).



Fauteuil à dossier bas, bâti fini noir (BLK) et manchons en uréthane noir (BLK).



Fauteuil à dossier bas, bâti fini avoine grillée (TOA) et manchons en bois fini érable (AVM).



Le dégagement entre les coussins d'assise et de dossier facilite l'entretien et assure un meilleur contrôle des infections.



De série sur certains modèles, le dossier haut en deux parties, dont la partie supérieure est rabattable et non amovible, permet aux soignants d'aider les patients en toute sécurité.



Tous les sièges présentent un bâti protégé-mur prévenant les dommages à l'arrière du dossier et au mur.



Certains modèles peuvent être dotés de roulettes permettant de déplacer le siège aisément sans le soulever.

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture : Le fauteuil est illustré garni d'un textile Finish Line de Mayer en grège; l'assise est garnie d'un textile Ledger de Maharam en loden; les manchons en uréthane offerts en option présentent un fini avoine grillée.



États-Unis

Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900

Canada

Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

International

Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870